

# ALL IN ONE MESH HERNIOPLASTY

## Техническое описание

**Торговое название:** All in one mesh hernioplasty

**Описание:** набор состоит из различных медицинских устройств (под маркой CE 0373), произведенных компанией Assut Europe SpA.

Предлагаемая техника позволяет произвести операцию по удалению грыж без последующих хронических невралгических осложнений. Укрепляющий протез накладывается сразу на все слабые участки пахового канала, не взаимодействуя с нервными структурами. Небольшие размеры сетчатого протеза минимизируют побочные эффекты.

### Состав набора

Sorbimesh	Описание: полурассасывающаяся профильная сетка Класс риска: III по Директиве 93/42 СЕЕ и ssmmii СЕ: 0373 Стерилизация: Оксид этилена Код: SM0410P – 1 единица Срок хранения: 5 лет с даты производства
Filbloc	Описание: самоблокирующаяся полидиоксаноновая нить длительного периода рассасывания Класс риска: III по Директиве 93/42 СЕЕ и ssmmii СЕ: 0373 Стерилизация: Оксид этилена Код: FR438HНAD – 1 единица Код: FU395HНAC – 1 единица Срок хранения: 5 лет с даты производства
Glicofil Lac	Описание: нить из PGLA среднего периода рассасывания Класс риска: III по Директиве 93/42 СЕЕ и ssmmii СЕ: 0373 Стерилизация: Оксид этилена Код: FU395LAQ – 1 единица Срок хранения: 5 лет с даты производства
Glicofil Lac Fast	Описание: нить из PGLA короткого периода рассасывания Класс риска: III по Директиве 93/42 СЕЕ и ssmmii СЕ: 0373 Стерилизация: Гамма-излучение Код: FV533LR – 1 единица Срок хранения: 5 лет с даты производства

**Устройства, входящие в набор, не содержат латекса ( latex free)**

**Показания к применению:** Удаление грыж (для паховых грыж).

**Стерилизация:** набор не подвергается стерилизации

**Упаковка:** единичная

**Предупреждения:** Входящие в набор устройства являются одноразовыми  
Не использовать, если упаковка повреждена  
Хранить в сухом прохладном месте, вдали от источников тепла  
Утилизировать как больничные отходы

<b>Код</b>	<b>RDM</b>	<b>Комплектовщик</b>
AG1	112883	Assut Europe SpA