

BATX / инструменты Scanlan® для проведения однопортовых операций.

Рекомендовано Диего Гонзалес-Ривасом, д.м.н., членом FECTS




Видеоассистированная торакальная однопортовая хирургия
« Уход от использования троакара позволяет улучшить хирургическое оборудование и свести к минимуму количество симптомов межреберной невралгии (сжатия межреберных нервов) »

Др. Гонзалес-Ривас - Dr. Gonzalez-Rivas


« Несмотря на то, что видеоторакоскопическую однопортовую лобэктомия можно проводить и при помощи традиционных инструментов, для успешного проведения операции данного типа больше подойдет специально предназначенное для этого современное оборудование (например, инструменты для проксимальных и дистальных суставов) » 1

1 Д. Гонзалес-Ривас, Р. Фернандес и др. Торакоскопическая однопортовая лобэктомия. Мультимедийное Руководство по Кардиоторакальной Хирургии опубликовано он-лайн 11 марта 2012 года.

Информация по видеоторакоскопической однопортовой хирургии (BATX) размещена на сайте доктора Гонзалес-Риваса UCTMI (ПМТХ - Подразделение Малоинвазивной Торакальной Хирургии): <http://www.videochirurgiatoracica.com/>
Фотография предоставлена Доктором Гонзалес-Ривасом



Данная техническая информация доступна всем работникам здравоохранения с целью демонстрации возможных подходов к проведению этой простой операции. Желаемая помощь - это та помощь, которая отвечает индивидуальным запросам каждого пациента.






ASSUT EUROPE
хирургический шовный материал







больше чем хирургия

BATX / инструменты Scanlan® для проведения однопортовых операций


Зажимы для захвата легкого

	Номер в каталоге	Описание	Стержень	Рабочая длина	Общая длина
	9909-920	 Зажим Фоерстера, бранши овальные окончатые, с изгибом влево, 20 мм, с фиксатором	10 mm	9 1/2" (24 cm)	13 1/4" (33.5 cm)
новинка	9909-922	 Зажим Фоерстера, бранши овальные окончатые, с изгибом влево, 20 мм, с фиксатором	10 mm	7 1/2" (19 cm)	11 1/2" (29 cm)
новинка	9909-923	 Торакоскопический зажим Фоерстера бранши овальные окончатые, с сильным изгибом влево, 20 мм, с фиксатором	10 mm	9 1/2" (24 cm)	13" (33 cm)




Зажимы для диссекции и зажим для захвата лимфатической ткани

	Номер в каталоге	Описание	Стержень	Рабочая длина	Общая длина
новинка	9009-211	 Диссектор Гонсалес-Риваса, бранши Дебейки 1x2 типа микстер, без фиксатора	5 mm	7 1/2" (19 cm)	11 1/2" (29 cm)
	9909-221	 Зажим Д'амико, круглая ручка, бранши Дебейки изогнутые влево, круглые, длина браншей 11 см, с фиксатором	10 mm	10" (25.4 cm)	14 1/2" (37 cm)
	9909-203	 Щипцы Дебейки-Кули, бранши Дебейки-Кули, изогнутые на 90° («прямоугольные»), с фиксатором	10 mm	9 1/2" (24 cm)	13 1/2" (34 cm)
	9009-223	 Зажим для захвата лимфатической ткани, круглая ручка, продолговатые окончатые бранши, с изгибом влево, 11 мм, с фиксатором	5 mm	9" (23 cm)	13" (33 cm)

Ножницы

	Номер в каталоге	Описание	Стержень	Рабочая длина	Общая длина
	9909-910SC	 Ножницы Метценбаума, черная платиновая ручка, изогнутые лезвия Super Cut, длина лезвий 3,5 см, затупленные кончики	10 mm	7 3/4" (19.5 cm)	11 1/2" (29 cm)

Дополнительные инструменты для сшивания

	Номер в каталоге	Описание	Стержень	Рабочая длина	Общая длина
	9909-610	 Иглодержатель, ручки с золотым покрытием, прямые бранши с карбоновым покрытием, рекомендованный размер нити 2-0 и меньше	10 mm	8 1/4" (21 cm)	13 1/2" (34 cm)
	9009-828	 Толкатель узла Читвуда, типа Якобсон, окончатая ручка, конструкция «Ловушка-крючок» для нитей 2-0 и меньше	5 mm	6 1/8" (15.5 cm)	12 1/2" (32 cm)
	9009-524	 Щипцы с осевой ручкой, окончатая ручка, ширина 3,5 мм, бранши Дебейки, без фиксатора	5 mm	8" (20 cm)	14 1/4" (36 cm)

Стерилизационные медицинские лотки

	Номер в каталоге	Описание
	2145-03	 10 1/2" x 21" x 2 1/2" (ширина 27 см x длина 53 см x высота 6.4 см), Вмещает в себя до 12 инструментов BATX/МИХ, товар возврату не подлежит

Для просмотра других BATX инструментов
Используйте смартфон и приложение QR-сканера, чтобы сфотографировать QR-код




ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ на территории РФ и стран СНГ:
Общество с ограниченной ответственностью
"АССУТ ЕВРОПА-РУС"

тел. 8 495 2207253

e-mail: assuteurope.ru@mail.ru

www.assuteurope.com



ASSUT EUROPE
хирургический шовный материал

